

Dr.Max Thermoplaster

4 Návod k použití

Návod k použití si, prosím, pečlivě přečtěte a uchovejte!

Pás s hřejivými vložkami

Snadná a rychlá pomoc pro zmírnění bolesti kloubů a svalů, při svalové horečce, ztuhlosti a natažení svalů, při bolestech zad a menstruačních potížích.

- Samozahřívací.
- Dlouhotrvající, rovnoměrné a příjemné teplo trvá až 12 hodin.
- Působí do hloubky a relaxačně.

Obsahuje:

- Pás: 1 ks (leže použít opakovaně).
- Hřejivou vložku: 4 ks (cca 13 x 9,5 cm) k jednorázovému použití.

Způsob použití:

Očistěte a osušte pokožku na místě použití. Rukama (nikoli nožem či nůžkami) otevřete vzduchotěsné balení 2 hřejivých vložek a vyjměte je z obalu. Do každé kapsy pásu vložte jednu vložku. Přiložte pás a zafixujte ho hřejivými plochami na bolestivém místě tak, že uzavřete zapínání. Pás leže pomocí suchého zipu přispůsobit všem velikostem - od S do XL.

K zahřívání dochází postupně. Po cca 30 minutách je dosaženo maximální teploty, která vydrží minimálně 12 hodin. Teplo se aktivuje pomocí vzduchu, proto by se vzduchotěsné balení mělo rozbalit bezprostředně před použitím. Po použití vyjměte hřejivé vložky a uchovejte pás pro další použití.

Bezpečnostní opatření:

- Pokud máte cukrovku, oběhové potíže, srdeční onemocnění, revmatoidní artritidu, nervové poškození nebo jste těhotná, zkontrolujte použití hřejivého pásu s lékařem.
- Pás je určen k vnějšímu použití.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.
- Odstraňte pás, je-li teplota nepřijemná.
- Hřejivé vložky uvnitř pásu jsou určeny pouze k jednorázovému použití.
- Obsah balení může být při spolknutí nebo přímém kontaktu s pokožkou škodlivý. Při neúmyslném požití obsahu, kontaktu s pokožkou nebo očima produkt odstraňte, vypláchněte zasaženou oblast vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud se po aplikaci objeví na pokožce lehké zarudnutí, což je normální, nechte ho před dalším použitím nejprve odejít.
- Od 55 let stoupá citlivost pokožky. Pás by se proto měl aplikovat na tenkou oděv.
- Skládujte při pokojové teplotě.
- Respektujte datum minimální trvanlivosti uvedené na obalu.
- Likvidujte spolu s běžným odpadem.

Upozornění:

Při nesprávném použití může i při nízké teplotě dojít k popáleninám. Řiďte se proto návodem k použití a kontrolujte

aplikaci v pravidelných intervalech. Nevytvářejte na pás nadměrný tlak. Okamžitě přerušte aplikaci, je-li Vám nepřijemně horko, tvoří-li se Vám vyrážka nebo se necítíte dobře. Osoby, které si pás nemohou samy sundat, např. starší nebo postižené osoby, by měly být během aplikace pečlivě sledovány. Prestaňte pás používat a obraťte se na svého lékaře, pokud se po týdnu Vaše bolest nezlepší.

Nepoužívejte:

- Déle než 12 hodin v průběhu 24 hodin.
- U dětí mladších 12 let.
- Na místě se zánětem, pohmožděninami, zarudnutím, otokem, modřinami a na podrážděnou a poškozenou kůži.
- Na místě, kde necítíte teplo.
- V kombinaci s léčivými a kosmetickými krémy, které se nanášejí na pokožku.
- Nepoužívejte při omezené teplotní citlivosti, při arteriálních poruchách prokrvení a Raynaudově syndromu.
- Pokud si daná osoba nemůže produkt sama sundat.
- Je-li produkt poškozený.
- Ve spánku.
- Při magnetické rezonanci.

Pás nikdy:

- Nestříhajte, netrhajte, nepalte, nemačkajte.
- Nezahřívajte v mikrovlnné troubě nebo s pomocí jiných tepelných zdrojů.
- Nedávajte do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami.

Obsažené látky:

železo, voda, křemelina, aktivní uhlí, chlorid sodný

	Výrobce		Autorizovaný zástupce pro Evropskou unii
	Číslo šarže		Datum expirace
	Znaky a symboly označující „nepoužívat opakovaně“		Znaky „Nepoužívejte v případě poškození obalu“
	0197	Značka CE	



Koolcare Technology Co., Ltd
Adresa: No.6-10, A5, Shandong International Tech Park,
South Waihan Road, Linyi, Shandong, Čína (276017)



Prolinx GmbH

Adresa: Brehmstr. 56, 40239, Düsseldorf, Německo

Datum poslední revize: 07/20

Dr.Max Thermoplaster

5 Návod na použití

Návod na použití si, prosím, pozorně přečtěte a uchovávejte!

Pás s hřejivými vložkami

Jednoduchá a rychlá pomoc na zmiernenie bolesti kĺbov a svalov, pri svalovej horúčke, stuhnutosti a natiahnutí svalov, pri bolestiach chrčta a menštruačných ťažkostiach.

- Samozahrievacia.
- Dlhotrvajuce, rovnomerne a prijemne teplo trvajuce až 12 hodin.
- Pôsobí do hĺbky a relaxačne.

Obsahuje:

- Pás: 1 ks (možno použiť opakovane).
- Hrejivú vložku: 4 ks (cca 13 x 9,5 cm) na jednorazové použitie.

Spôsob použitia:

V bolestivej oblasti očistite a osušte pokožku. Rukami (nie nožom či nožnicami) otvorte vzduchotěsné balenie a vyberte z neho hřejivú vložku. Do každého vrecka pásu vložte jednu vložku. Přiložte pás a zafixujte ho hřejivými plochami na bolestivom mieste tak, že zavřete zapínání. Pás můžete pomocou suchého zipu přispůsobit různým velikostiam - od S do XL.

K zahřívaniu dochádza postupne. Po cca 30 minútach sa dosiahne maximálna teplota, ktorá vydrží minimálne 12 hodin. Teplo sa aktivuje pomocou vzduchu, preto by sa vzduchotěsné balenie malo rozbalit bezprostredne pred použitím Po použití vyberte hřejivú podložku a uchovávajte pás na ďalšie použitie.

Bezpečnostní opatření:

- Ak máte cukrovku, ťažkosti s krvným obehom, srdcové ochorenie, revmatoidnú artritídu, nervové poškodenie alebo ste tehotná, poraďte sa pred použitím pásu s lekárom.
- Pás je určený na vonkajšie použitie.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Odstráňte pás, ak vám je teplota nepríjemná.
- Hřejivé vložky vo vnútri pásu sú určené iba na jednorazové použitie.
- Obsah balenia môže byť pri prehltnutí alebo priamom kontakte s pokožkou škodlivý. Pri neúmyslnom požití obsahu, kontakte s pokožkou alebo očami produkt odstráňte, vypláchnite zasiahnutú oblasť vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pokiaľ sa po aplikácii objavi na pokožke ľahké začervenanie, čo je bežný jav, nechte ho pred ďalším použitím najprv odznieť.
- Od 55 rokov sa zvyšuje citlivosť pokožky. Pás by sa preto mal aplikovať na tenký oděv.
- Skládajte pri izbovej teplote.
- Respektujte dátum spotreby uvedený na obale.
- Likvidujte spolu s bežným odpadom.

Upozornenie:

Pri nesprávnom použití môže aj pri nízkej teplote dôjsť k popáleninám. Riďte sa preto návodom na použitie a kontrolujte

aplikáciu v pravidelných intervaloch. Nevytvárajte na pás nadmerný tlak. Ak je vám nepríjemne horúco, ak sa vám tvorí vyrážka alebo sa necítite dobre, prestaňte pás používať. Osoby, ktoré si pás nemôžu sami zložiť, napr. staršie alebo postihnuté osoby, by mali byť počas aplikácie starostlivo sledované. Prestaňte pás používať a obráťte sa na svojho lekára, pokiaľ sa po týždni vaša bolesť nezlepší.

Nepoužíajte:

- Dlhšie než 12 hodin počas dňa (24 hodin).
- U detí mladších ako 12 rokov.
- Na mieste so zápalom, pomliaždeninami, začervenaním, opuchom, modřinami a na podrážděnej a poškozenéj pokožke.
- Na mieste, kde necítite teplo.
- V kombinácii s léčivými a kozmetickými krémy, ktoré sa nanášajú na pokožku.
- Nepoužívejte pri obmedzenej teplotnej citlivosti, pri arteriálnych poruchách prekrvenia a Raynaudovom syndróme.
- Ak si daná osoba nemůže produkt sama zložit.
- Ak je produkt poškozený.
- V spánku.
- Pri magnetické rezonanci.

Pás nikdy:

- Nestříhajte, netrhajte, nepáľte, nehnette, nekŕčte;
- Neohrievajte v mikrovlnnej rúre alebo pomocou iných vonkajších vplyvov;
- Nevystavujte kontaktu s vodou alebo inými tekutinami

Zloženie:

železo, voda, křemelina, aktivní uhlíe, chlorid sodný

	Výrobca		Autorizovaný zástupca pre Európsku úniu
	Číslo šarže		Dátum spotreby
	Znaky a symboly označujúce „nepoužívať opakovaně“		Znaky „Nepoužívejte v prípade poškodenia obalu“
	0197	Značka CE	



Koolcare Technology Co., Ltd
Adresa: No.6-10, A5, Shandong International Tech Park,
South Waihan Road, Linyi, Shandong, Čína (276017)



Prolinx GmbH

Adresa: Brehmstr. 56, 40239, Duesseldorf, Nemecko

Dátum poslednej revízie: 07/20

Zdravotnícka pomôcka.

Zdravotnícký prostriedek.