

VITAMMY FLARE 1 VITAMMY FLARE 5

SK



Infračervená lampa

Návod na použitie

Aplikácia

Tento infračervený žiarič je určený iba na ožarovanie ľudského tela.

Pri ožarovaní infračerveným svetlom dochádza k prenosu tepla na človeka. Ožarovaná pokožka je silnejšie prekrvovaná a zvyšuje sa látková výmena v teplotnom poli. Telo je pôsobením infračerveného svetla stimulované na liečbu; liečebné procesy je možné cielene podporiť.

Infračervené svetlo môže byť napr. použité ako sprievodná terapia pri liečbe krčných-nosných-ušných ochorení, ale aj ako podpora pri starostlivosti o pleť a pestovaní krásy, obzvlášť pri nečistej pleti. Spýtajte sa najskôr Vášho lekára, či je použitie prístroja pre jednotlivý prípad lekárske vhodný.

Použitie

Pred použitím prístroja odstráňte všetky obaly. Pred použitím skontrolujte, či je infražiarčič dobre naskrutkovaný.

Dbajte na bezpečnú a stabilnú polohu vášho prístroja. Vzdialenosť medzi infračerveným žiaričom a ožarovaným telom by nemala prekročiť nasledujúce hodnoty:

Vitammy Flare 1: najmenej 60 cm, **Vitammy Flare 5:** najmenej 80 cm

Pri ožarovaní tváre majte vždy zatvorené oči! Odporúčaná doba ožarovania je max. 12 minút. Na začiatku odporúčame zvoliť kratšiu dobu žiarenia. Koža každého človeka môže aj po správnom použití prístroja reagovať na žiarenie citlivo či alergicky (napr. silné začervenanie, pluzgiere, svrbenie, silné potenie. Žiarenie okamžite ukončíte v prípade, ak sa vyskytnú príznaky precitlivenosti alebo alergických reakcií a navštívte Vášho lekára. Prístroj je vybavený nastaviteľným lampovým tienidlom. 5 polohy sklonu vám umožní nastaviť infražiarčič individuálne a podľa vašich potrieb.

Čistenie/výmena infražiarčiča

Pred každým čistením a pri výmene infražiarčiča musí byť prístroj vypnutý, odpojený zo siete a vychladnutý. Prístroj čistíte vlhkou handričkou. Nepoužívajte žiadny rozpúšťací čistiaci prostriedok. Dávajte pozor, aby sa do prístroja nedostala voda. Prístroj opäť použite, až pokiaľ je úplne suchý.

Dbajte prosím, že ako náhradný infražiarčič je dovolené použiť iba infražiarčič originálneho typu.

Prístroj: Náhradný zdroj / typ:

FLARE 1 Infrared (100 W)

Technické údaje: Vysvetlenie značiek:

230V ~ 50 Hz



Pozor - prečítajte si prosím návod na použitie!

FLARE 5 Infrared (150 W)

230V ~ 50 Hz



Časť na použitie Typ B



Prístroj ochrannej triedy II

● Dôležité upozornenia – uchovajte pre neskoršie použitie

Prečítajte si dôkladne upozornenia a nechajte ich prístupné pre ďalších užívateľov.

- Kryt lampy a infračervený žiarič sa počas prevádzky silne zahrievajú. Pri dotyku hrozí nebezpečenstvo popálenia! Nechajte lampu pred tým, než sa jej dotknete, najprv vychladnúť.
- Pred použitím prístroja odstráňte každý obal.
- Prístroj môžete pripojiť iba k sieťovému napätiu, ktoré je uvedené na typovom štítku.
- Aby ste zabránili zraneniu očí, majte ich pri ožarovaní tváre vždy zatvorené (nepozerajte priamo do infračerveného svetla).
- Nevhodné pre osoby, ktoré sú citlivé na teplo.
Citlivosť na teplo môže byť obmedzená alebo zvýšená v nasledujúcich prípadoch:
 - diabetických pacientov,
 - u osôb trpiacich ospalosťou, demenciou alebo poruchami koncentrácie,
 - u osôb s chorobným ochorením kože, u osôb s jazvami na ožarovanom mieste,

- u osôb s alergiami,
 - u detí a starších osôb,
 - po požití liekov či alkoholu.
 - U akútnych zápalových procesov by malo byť ožiarovanie vykonávané až po dohode s lekárom.
 - Vždy obmedzte dobu ožarovania a skontrolujte reakciu kože.
 - Lieky, kozmetika alebo potraviny môžu viesť za určitých podmienok k precitliveným alergickým reakciám kože.
- Ožarovanie v takýchto prípadoch okamžite prerušte.
- Ak je prístroj v prevádzke venujte mu zvláštnu opatnosť a pozornosť – nikdy by ste nemali počas ožarovania zaspať!
 - Po užití upokojujúcich prostriedkov a alkoholu, by ste nemali prístroj používať, pretože je znížená vaša citlivosť na teplo. Pred použitím sa poradte s lekárom.
 - Príliš dlhé použitie môže spôsobiť popálenie pokožky.
 - Pokiaľ je prístroj v sieti, nedotýkajte sa alebo sa nesnažte vyskrutkovať infražiarič.
 - Deti nerozpoznajú nebezpečenstvá, ktoré môžu vzniknúť s používaním elektrických prístrojov. Postarajte sa o to, aby deti nepoužívali prístroj bez dozoru.
 - Prístroj môžete prevádzkovať iba pod kontrolou.
 - Pokiaľ je prístroj stále teplý, nesmiete ho zakrývať či uskladňovať zabalený.
 - Najskôr vytiahnite zástrčku zo siete a nechajte prístroj vychladnúť, až potom sa ho môžete dotýkať. Vzdialenosť, ktorú treba dodržiavať od horľavých predmetov, by mala byť aspoň 1,0 m. Neveste prístroj na stenu alebo na strop.
 - Nedotýkajte sa mokrymi rukami prístroja, ktorý je zapojený do siete; na prístroj sa nesmie striekať voda. Prístroj môžete prevádzkovať iba vtedy, ak je úplne suchý.
 - Chráňte prístroj pred silnými nárazmi.
 - Nevyťahujte zástrčku zo siete za kábel.
 - Ak je poškodené vedenie a kryt prístroja, obráťte sa na zákaznícky servis firmy Beurer alebo špecializovaného predajcu, pretože sú na opravu potrebné špeciálne nástroje.
 - Svetelné prostriedky sú vyňaté zo záruky.
 - Odpojenie od elektrickej siete je zarúčené iba vtedy, ak je zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.

Likvidácia

Zlikvidujte prosím prístroj podľa nariadenia o starých elektrických a elektronických prístrojoch 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). Pokiaľ máte otázky, obráťte sa na príslušný komunálny úrad, ktorý má na starosti likvidáciu.

