

VITAMMY SYMPHONY

Sonická zubná kefka

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.

ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali zubnú kefku VITAMMY SYMPHONY.

Táto príručka obsahuje dôležité bezpečnostné informácie, pravidlá starostlivosti o zakúpený produkt a návod, ako ho správne používať.

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na používanie.

UPOZORNENIA

Pri používaní elektrických zariadení vždy postupujte podľa nasledujúcich bezpečnostných pravidiel:

⚠ Prečítajte si všetky pokyny poskytnuté výrobcom.

⚠ Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá údajom na typovom štítku zariadenia (na spodnej strane nabíjačky).

⚠ Aby ste zabránili vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iným zraneniam, nepoužívajte nabíjačku v kúpeľni, neponárajte nabíjačku, napájací kábel alebo zástrčku do vody alebo inej tekutiny. Nikdy neoplachujte nabíjačku vodou.

⚠ Nepoužívajte zariadenie s poškodeným napájacím káblom a / alebo zástrčkou; pri poruche alebo inom poškodení. Poškodené zariadenie vráťte autorizovanému servisnému stredisku alebo predajcovi na diagnostiku a / alebo opravu.

⚠ Pri odpojovaní nabíjačky od elektrickej siete vždy potiahnite celú zástrčku, a nie iba samotný kábel. Nikdy sa nedotýkajte zásuvky rukami.

⚠ Ak nabíjačka pripojená k sieťovému napájaniu spadne do vody, najprv vypnite napájanie a potom vyberte nabíjačku z vody.

⚠ Kefku neponárajte do horúcej vody.

VITAMMY® SYMPHONY

- ⚠ Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými psychomotorickými zručnosťami iba po dôkladnom poučení o bezpečnom používaní tohto zariadenia a po pochopení rizík spojených s jeho používaním. Deti by sa nemali hrať s týmto zariadením.
- ⚠ Toto zariadenie môžu používať deti a osoby so zdravotným postihnutím alebo byť používané v blízkosti detí a osôb so zdravotným postihnutím len pod dohľadom zodpovednej osoby.
- ⚠ Čistenie a údržba zariadenia by nemali byť zverené deťom bez dozoru dospelých.
- ⚠ Netlačte zubnú kefku a / alebo gumu veľkou silou. Neumývajte jedno miesto povrchu zubov dlho, aby ste zabránili poškodeniu povrchu zubov a / alebo ďasien.
- ⚠ Pred použitím kefky skontrolujte, či nie je poškodená.
- ⚠ Poradte sa so svojím zubným lekárom, ako môžete bezpečne použiť sonickú zubnú kefku, ak ste po operácii alebo zubnom zákroku.
- ⚠ Na začiatku používania kefky môže dôjsť ku krvácaniu ďasien. Ak nezmizne po jednom týždni používania kefky, poradte sa so svojím lekárom.
- ⚠ Ak máte kardiostimulátor alebo iné elektronické implantáty, obráťte sa na svojho lekára pred prvým použitím kefky.
- ⚠ Na nabíjačku nekladte žiadne kovové predmety, aby ste predišli vzniku požiaru.
- ⚠ Kefka je určená na individuálne použitie – nepoužívajte ju s inými ľuďmi.
- ⚠ Odporúča sa meniť násadu kefky každé 3 mesiace.
- ⚠ Ak je kábel poškodený, nesmie sa vymeniť za iný.
- ⚠ Výrobok používajte len na účely popísané v tejto príručke.
- ⚠ Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca.
- ⚠ Chráňte kábel pred horúcimi povrchmi.
- ⚠ Dvojité izolácie - počas údržby a výmeny príslušenstva by sa mali používať iba identické náhradné diely.
- ⚠ Nevhadzujte ani nevkladajte žiadne predmety do otvorov v zariadení.
- ⚠ Nepoužívajte zariadenie počas spánku alebo keď je používateľ letargický.
- ⚠ Uchovávajte tieto pokyny pre budúcnosť.



VITAMMY[®] SYMPHONY

PRED PRVÝM POUŽITÍM

⚠ Pred nabíjaním kefku vypnite.

1. Nabíjačku pripojte k elektrickej sieti.
2. Nabíjačku položte na pevný a vodorovný povrch.
3. Držiak kefky umiestnite zvislo do nabíjačky tak, aby spodná časť kefky zapadla do otvoru nabíjačky.
4. Počas nabíjania svieti červená LED dióda. Po ukončení nabíjania sa LED dióda zmení na modrú.

INŠTALÁCIA HLAVY KEFKY

Nasadzte hlavu kefky na vibračné rameno, tak ako je to znázornené na obrázku.



PREVÁDZKA ZARIADENIA

1. Namočte hlavu kefky, nadávkujte zubnú pastu na kefku, ale kefku zatiaľ nezapínajte.
2. Vložte kefku do úst a priložte štetiny kefky k zubom v blízkosti ďasien v 45° uhle.
3. Zapnite kefku stlačením tlačidla ON / OFF a spustíte bežné čistenie. Nestláčajte tlačidlo vypnutia/zapnutia nechtami, pretože to môže spôsobiť poškodenie tlačidla.
4. Zubná kefka bude pracovať na 4 cykly po 30 sekundách, pričom medzi nimi bude krátka prestávka. Po poslednom cykle sa zubná kefka automaticky vypne.
5. Po vyčistení zubov opláchnite hlavu kefky pod tečúcou vodou a telo kefky vysušte uterákom.

6. Ak sa zubná kefka vybijie, umiestnite ju do nabíjačky a začnite nabíjať.
Upozornenie: Zariadenie je určené len na domáce použitie. Nepoužívajte vonku ani na miestach, kde sa rozprašujú aerosóly alebo sa podáva a používa kyslík.

Zmena čistiaceho režimu

Zubná kefka Symphony má 5 čistiacich režimov:

Clean - Čistenie: Denné čistenie a odstránenie povlaku (štandardný režim)

White - Bielenie: Režim bielenia na odstránenie zmeny farby

Polish - Leštenie: Režim leštenia na rozjasnenie povrchu zubov

Massage - Masáž: Režim masáže kombinujúci režim čistenia s masážnymi pohybmi - stimulácia ďasien a zlepšenie ich stavu

Sensitive - Jemný režim: Veľmi jemný režim odporúčaný pre citlivé zuby a ďasná

Zmenu režimu čistenia vykonáte po zapnutí kefky opakovaným stláčaním tlačidla ON/OFF (tlačidla Vypnutia/Zapnutia). Režimy postupujú postupne jeden po druhom: Clean (Čistenie) -> White (Bielenie) -> Polish (Leštenie) -> Massage (Masáž) -> Sensitive (Jemný režim). Kefka si zapamätá zvolený režim a začne s ním znova pracovať po opätovnom spustení.

 Ochrana pred príliš nízkym napätím batérie: Ak sa batéria vybíja, kontrolka batérie bude blikať červeno. V takom prípade ukončíte čistenie, kefku vypnite a ihneď ju nabite, aby nedošlo k nadmernému vybitiu batérie.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

-  Pred čistením odpojte nabíjačku od elektrickej siete.
-  Na čistenie nepoužívajte chemické čističe, abrazívne prostriedky alebo netkanú handričku.
-  Opláchnite kefku pod tečúcou vodou, nie teplejšou ako 45 °C.
 - Čistite kefku a nabíjačku vlhkou, mäkkou handričkou.
-  Nikdy neponárajte kefku a ani nabíjačku do vody.
 - Hlavu kefky vymieňajte každé 3 mesiace.

VYSVETLENIE UŽÍVATEĽSKÝCH ZNAKOV

Výstražné znaky a symboly, ktoré sa môžu objaviť v pokynoch a na kryte prístroja, sú nevyhnutné na zabezpečenie bezpečného používania zakúpeného zariadenia. Ich význam je vysvetlený v nasledujúcej tabuľke:

	Prečítaj návod		Výrobca
	Konštantný prúd		Zariadenie spĺňa požiadavky stanovené v platných smerniciach CE
	Dátum výroby	 	Nepoužívané zariadenie sa musí zlikvidovať v súlade s platnými predpismi. Zariadenie nemožno zlikvidovať spoločne s iným komunálnym odpadom. Prístroj patrí do špeciálneho kontajneru pre použité elektronické a elektrické zariadenia alebo ho vráťte do obchodu, kde si kupujete podobné zariadenie. Za správnu likvidáciu zariadenia zodpovedá používateľ. Správne recyklované zariadenie je možné recyklovať, aby sa zabránilo negatívnemu vplyvu na prírodné prostredie a zdravie.
	Numer seryjny		
	Dvojitá izolácia		

OBSAH BALENIA

ZOZNAM KOMPONENTOV:

1. Telo kefky VITAMMY SYMPHONY
2. Hlava kefky
3. Nabíjačka
4. Návod na použitie

ZÁRUKA

Pre uplatnenie záruky kontaktujte svojho lokálneho distribútora.

LIKVIDÁCIA ZARIADENÍ SPOTREBITEĽOM V EUROPSKEJ UNII



Prítomnosť tohto symbolu na výrobku alebo jeho obale znamená, že ho nemožno likvidovať rovnakým spôsobom ako odpad z domácností. Preto ste zodpovední za likvidáciu použitého zariadenia a ste povinný ho doručiť na autorizované miesto recyklácie pre zbytočné elektrické a elektronické zariadenia. Triedenie, zneškodňovanie a recyklácia použitého zariadenia pomôže zachovať prírodné zdroje a zabezpečiť, aby sa recyklácia vykonávala v súlade so zásadami rešpektovania ľudského zdravia a životného prostredia. Ďalšie informácie o miestach na zber odpadu získate od miestnych úradov alebo miestnych úradov pre likvidáciu odpadu.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

VÝROBCA:

 Guang Dong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., LTD.

Zhenghe South Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

DISTRIBÚTOR:

Distribútor pre SR, ČR, Maďarsko:

Mlongauer s.r.o.

ul. Farská 12

949 01 Nitra

SLOVENSKO

Infolinka pomoci a technickej podpory: +421 940 404 831

Produkt má certifikát CE

