



Woman secret

Jednokrokový LH ovulačný test - prúžok

Určené na samodiagnostiku

„Right time“

Jednokrokový LH - močový ovulačný test je rýchly a jednoducho použiteľný. Je to kvalitný test, ktorý dokáže predpovedať, kedy máte LH (luteinizačný hormón) zvýšený a použitím ovulačného testu ľahko zistíte, kedy sa blížite k ovulácii.

Kedy začať s testom?

Pred použitím musíte odsledovať dĺžku svojho menštruačného cyklu, tzn. zistiť počet dní od prvého dňa Vašej menštruácie do dňa nasledujúcej menštruácie. Prosím, pozorne sledujte tabuľku, ktorá určuje, kedy môžete začať testovanie. Ak je Váš cyklus kratší ako 21 dní alebo dlhší ako 38 dní, konzultujte tento stav s Vaším lekárom. Ak nevíete, aký dlhý je Váš cyklus, môžete začať 11. dňom po Vašej prvej perióde. Opakujte test po dobu 5 dní alebo pokiaľ LH hormón nie je zdetekovaný pomocou testovania.

Vzorky moču

1. Nepoužívajte vzorky moču odobraté zavčas ráno, nakoľko ranný moč neobsahuje dostatok LH. Nedosiahli by ste správny výsledok.
2. Na testovanie je najlepšie použiť moč odobraný medzi 10. - 20. hodinou.
3. Používajte moč odobraný približne v rovnakom čase každého dňa testovania.
4. Znížte príjem tekutín 2 hodiny pred odberom vzorky moču, nakoľko môže dôjsť k zníženiu koncentrácie LH v moči.

Testovací postup

1. Pred testovaním dbajte na to, aby ovulačný test a vzorka moču mali izbovú teplotu (18 - 30°).
 2. Do čistej a suchej nádoby odoberte vzorku moču.
 3. Testovací prúžok vyberte z ochranného obalu a uchopte ho za farebnú časť. Opačnej strany sa nedotýkajte, aby nedošlo ku skresleniu výsledku testu.
 4. Testovací prúžok ponorte na 10 sekúnd do nádoby so vzorkou moču, ale len po vyznačenú časť (←MAX).
 5. Položte ho na podložku (nie na savý papier!) a počkajte, kým sa objavia farebné čiarky.
- V závislosti od koncentrácie LH sa môže pozitívny výsledok objaviť do 40 sekúnd. Avšak na potvrdenie negatívneho výsledku počkajte na reakciu 10 minút. Nikdy nezisťujte výsledok testu po dlhšej dobe ako 30 minút od aplikácie vzorky moču.

Dĺžka Vášho cyklu	Začiatok testovania
21 dní	6 deň
22 dní	6 deň
23 dní	7 deň
24 dní	7 deň
25 dní	8 deň
26 dní	9 deň
27 dní	10 deň
28 dní	11 deň
29 dní	12 deň
30 dní	13 deň
31 dní	14 deň
32 dní	15 deň
33 dní	16 deň
34 dní	17 deň
35 dní	18 deň
36 dní	19 deň
37 dní	20 deň
38 dní	21 deň

Vyhodnotenie výsledku testu

Negatívny:



Ak sa v testovacej časti objaví len jedna čiarka, prípadne sa objaví druhá čiarka, avšak výrazne bledšia, test je negatívny.

Pozitívny:



Ak sú v testovacej časti rovnako viditeľné obidve čiarky, prípadne jedna čiarka je rovnaká alebo tmavšia ako druhá čiarka, ovuláciu budete mať pravdepodobne nasledujúcich 24 - 48 hodín. Ak chcete otehotniť je najlepší čas mať pohlavný styk pred uplynutím 48 hodín.

Chybný:



Ak sa v testovacej časti neobjaví žiadna čiarka test bol vykonaný chybné. Test opakujte len s novým prúžkom.

Testovacia súprava obsahuje:

1. Testovací prúžok - 5ks
2. Návod na použitie
3. Sušidlo - látka proti navlhnutiu (Nepoužíva sa!)

Skladovanie

Testovaciu súpravu skladujte pri teplote 2° - 30°C v utesnenom obale do dátumu expirácie. Testovacia súprava by mala byť chránená pred slnečným žiarením, vlhkom a teplom.

Upozornenie

Výsledky testu majú informatívny charakter.

Výrobca a distribútor:



IMPERIAL VITAMINS

Imperial VITAMINS, s.r.o.

Horná 13, 038 61 Vrútky

Slovensko

tel.: 043/4001082, fax: 043/4001084

e-mail: womansecret@womansecret.sk

web: www.tehotensketesty.sk, www.imperialvitamins.sk

V predaji aj ďalšie testy z rady „Woman secret“

Woman secret „BABY“

Jednokrokový HCG tehotenský test



P81307

Vydanie 23/10/2012
Revízia 30/09/2015