

Ear Candles

CZ UŠNÍ SVÍCE

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK,
PODPORUJE ČIŠTĚNÍ ZVUKOVODU

Způsob použití:

- 1) Umístěte svíci do speciálního otvoru malého disku a zapalte její horní část.
- 2) Položte hlavu o vodorovnou plochu a zaveďte svíci do ucha. Svíci držte rukou ve svislé poloze.
- 3) Po spotřebování přibližně $\frac{3}{4}$ svíce, vyjměte svíci z ucha a uhasťte plamen ve vodě.

Upozornění:

Balení uchovávejte mimo dosah dětí. Svíce není vhodné používat u dětí mladších 12 let. Sepněte a chraňte vlasy, používejte výrobek v přítomnosti další dospělé osoby. Používejte pouze celou svíci; nepoužívejte částečně použitou svíci; nezasouvejte svíci příliš hluboko do ucha. Svíci nerozmačkávejte; použijte ji do data expirace vytištěného na krabičce. Případné závažné nežádoucí příhody hláste výrobcí a příslušnému orgánu.

Jednorázový výrobek.

Složení: Bavlněná tkanina, parafín, včelí vosk.

SK UŠNÉ SVIEČKY

ZDRAVOTNÍCKA POMÔCKA, VHODNÁ
NA ČISTENIE UŠNÉHO ZVUKOVODU

Návod na použitie:

- 1) Vložte sviečku do špeciálneho otvoru malého disku a zapáľte hornú časť.
- 2) Hlavu položte na vodorovný povrch a vložte sviečku do ucha. Rukou držte sviečku vzpriamene.
- 3) Vyberte sviečku z ucha, keď sa z nej spotrebovalo približne $\frac{3}{4}$ a uhasťte plameň vo vode.

Upozornenie:

Uchovávať balenie mimo dosahu detí. Neodporúča sa používať sviečky u detí mladších ako 12 rokov. Zopnite si a chráňte si vlasy a používajte výrobok v prítomnosti ďalšej dospeléj osoby. Používajte iba celú sviečku; nepoužívajte čiastočne použitú sviečku, nevkladajte sviečku príliš hlboko do ucha. Nedrťte sviečku; spotrebujte do dátumu expirácie vytlačeného na krabičke. Prípadné závažné nehody hláste výrobcovi a príslušnému kontrolnému orgánu.

Jednorazový výrobok.

Zloženie: Bavlnená tkanina, parafín, včelí vosk.

IT CONI CERATI

DISPOSITIVO MEDICO, PER LA
RIMOZIONE DEI TAPPI DI CERUME

Modalità d'uso:

- 1) Collocare il cono nell'apposito foro del dischetto frangifiamma e accendere la parte superiore.
- 2) Appoggiare la testa su una superficie orizzontale e introdurre il cono nell'orecchio. Tenere il cono in posizione verticale con una mano.
- 3) Quando il cono si sarà consumato per circa $\frac{3}{4}$, rimuoverlo e spegnere la fiamma nell'acqua.

Avvertenze:

Tenere la confezione lontano dalla portata dei bambini. È sconsigliato l'uso dei coni nei bambini fino ai 12 anni. Raccogliere e proteggere i capelli e utilizzare il prodotto in presenza di una seconda persona adulta. Utilizzare il cono solo se integro, non utilizzarlo se è già stato parzialmente usato, non inserirlo nell'orecchio troppo in profondità.

Non schiacciare il cono e utilizzarlo entro la data di scadenza esposta sulla scatola. In caso di incidenti gravi, segnalare al fabbricante e all'autorità competente.

Prodotto usa e getta.

Composizione: Tessuto di cotone, paraffina e cera d'api.



Medical
device



Eurosirel S.p.A. - Via Europa, 30,
20047 Cusago (MI), Italy

Distributor/Distribútor/Distributore:

Dr. Max Pharma s.r.o., Na Florenci 2116/15,
Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

Dr. Max Italia s.r.l., Via Isonzo, 69, 40033,
Casalecchio di Reno (BO), Italia

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2008