

IT Spray per afte

dispositivo medico
Istruzioni per l'uso

Dr.Max⁺

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso, poiché contengono importanti informazioni per il paziente sull'uso dello **spray per afte Dr. Max**. Conservarle per rileggerle se necessario.

Il dispositivo medico **spray per afte Dr. Max** è un prodotto di supporto al trattamento di lesioni minori nel cavo orale.

Composizione:

Quantità di principi attivi in 1 dose (0,1 ml):

Nanoargento 0,0015 mg, nanorame 0,0005 mg, nano-oro 0,0005 mg.

Altri ingredienti:

Acqua demineralizzata, glicerolo, olio di menta piperita, polisorbato 20, olio di semi d'uva, sorbato di potassio, benzoato di sodio.

Imballaggio:

Spray per afte Dr. Max sotto forma di spray (liquido contenente un applicatore) all'interno di un flacone da 30 ml (300 dosi).

Destinazione d'uso:

Il dispositivo medico **spray per afte Dr. Max** può essere utilizzato come supporto per alleviare il disagio causato da lesioni orali minori, come ad esempio:

- stomatite aftosa,
- ulcere aftose,
- alterazioni causate dall'uso di apparecchi ortodontici,
- protesi dentarie non correttamente montate.

Indicazioni:

Questo prodotto è destinato ad adulti e bambini di età superiore ai 6 anni.

Controindicazioni e precauzioni:

Non utilizzare in caso di ipersensibilità (allergia) a uno qualsiasi degli ingredienti del prodotto. Evitare il contatto con gli occhi. Interrompere l'uso in caso di disturbi. Qualsiasi incidente grave che coinvolga un dispositivo medico deve essere segnalato al Fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utilizzatore o il paziente. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Consultare un medico prima di utilizzare il dispositivo medico durante la gravidanza e l'allattamento.

Modalità di utilizzo:

Prima del primo utilizzo, agitare energicamente il flacone, quindi premere un paio di volte l'erogatore per

riempirlo di liquido. Direzioneare l'applicatore verso la lesione nel cavo orale e, facendo pressione, spruzzare 3 volte o quanto necessario per coprire la lesione. Si consiglia di utilizzare da 3 a 4 volte al giorno o più spesso se necessario. Per ottenere risultati migliori, si consiglia di non mangiare o bere per un'ora dopo l'uso.

Per motivi igienici e per evitare la trasmissione di infezioni, una confezione dovrebbe essere utilizzata da una sola persona. Dopo ogni utilizzo, la punta dovrebbe essere lavata con acqua corrente e asciugata delicatamente.

Condizioni di conservazione:

Conservare a temperature comprese tra 5 °C e 25 °C nella confezione originale.

Tenere lontano dalla portata e dalla vista dei bambini.

Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

Spiegazione dei simboli utilizzati:

SIMBOLO	USO/SIGNIFICATO
	Codice lotto
	Data di scadenza
	CE - conferma della conformità alle norme dell'UE
	Gamma delle temperature di conservazione
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata
	Fabbricante
	Leggere le istruzioni per l'uso fornite con il prodotto

Data di rilascio: 09/2022

Pozorne si prečítajte návod na použitie, pretože obsahuje dôležité informácie pre pacienta o používaní **Dr. Max Sprej na afty**. Odložte si ho, aby ste si ho prípadne mohli opäť prečítať.

Zdravotnícka pomôcka **Dr. Max Sprej na afty** je podporný prípravok na liečbu malých poranení v ústnej dutine.

Zloženie:

Množstvo aktívnej látky v 1 dávke (0,1 ml):

Nanostriebro 0,0015 mg, nanomeď 0,0005 mg, nanozlato 0,0005 mg.

Ďalšie zložky:

Demineralizovaná voda, glycerol, mäťový olej, polysorbát 20, olej z hroznových semienok, sorban draselný, benzoan sodný.

Balenie:

Dr. Max Sprej na afty je k dispozícii vo forme spreja (tekutina obsahujúca aplikátor) v 30 ml fľaštičke (300 dávok).

Účel určenia:

Zdravotnícka pomôcka **Dr. Max Sprej na afty** sa môže použiť podoporne pri úľave od nepohodlia spôsobeného malými orálnymi léziami, ako sú:

- aftózna stomatitída,
- aftové vredy,
- zmeny spôsobené ortodontickými pomôckami,
- nesprávne nasadená protéza.

Indikácie:

Tento produkt je určený dospelým a deťom nad 6 rokov.

Kontraindikácie a preventívne opatrenia:

Nepoužívajte, ak ste hypersenzitívny/a (alergický/á) na akúkoľvek zložku tohto produktu. Vyhnite sa kontaktu s očami. Prestaňte produkt používať, ak zaznamenáte akékoľvek nepohodlie. Každú závažnú nehodu týkajúcej sa tejto zdravotníckej pomôcky treba nahlásiť výrobcovi a kompetentnému orgánu členského štátu podľa miesta pobytu používateľa. Nepoužívajte po dátume expirácie. Používanie tejto zdravotníckej pomôcky počas tehotenstva a dojčenia je potrebné konzultovať so svojím lekárom.

Spôsob použitia:

Pred prvým použitím energicky potraсте fľaštičkou, potom párkrát stlačte dávkovač, aby sa naplnil tekutinou. Aplikátor nasmerujte na léziu v ústach a pomocou tlaku streknite 3 razy alebo koľko bude treba na pokrytie lézie. Odporúča sa použiť 3 až 4 razy denne alebo aj viackrát, ak treba. Na dosiahnutie

lepšieho výsledku sa odporúča nejesť a nepiť hodinu po použití.

Z hygienických dôvodov a na prevenciu infekcie je jeden produkt určený pre jednu osobu. Po každom použití treba špičku umyť pod tečúcou vodou a jemne osušiť.

Skladovacie podmienky:

Uchovávať v pôvodnom balení pri teplote od 5 °C do 25 °C.

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte, ak je obal poškodený.

Vysvetlenie použitých symbolov:

SYMBOL	VÝZNAM
	Kód šarže
	Dátum expirácie
	CE – potvrdenie súladu s normami EÚ
	Rozsah teplôt skladovania
	Nepoužívajte, ak je obal poškodený
	Výrobca
	Prečítajte si návod na použitie dodaný s výrobkom.

Dátum vydania: 09/2022

Dr.Max⁺ Dr.Max DBC, Florentinum (D), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha1		COLORS		SPECIALS	
PRODUCT NAME:	Spray na afty		Black		
BAR CODE:	8595566424619				
DIMENSION (rozměr):	120 x 200 mm				
DATE:	17. 06. 2024				
ARTWORK SUPPLIER: GRADESI s.r.o., Michaela Karlova, karlova@gradesi.cz					