

Hemo Rectal Suppositories



CZ Rektální čípky
Zdravotnický prostředek
Návod k použití

Dr. Max Hemo Rectal Suppositories je zdravotnický prostředek se zklidňujícím a zvláčňujícím účinkem určený k léčbě poruch anorektálního kanálu. **Dr. Max Hemo Rectal Suppositories** obsahuje přírodní a funkční složky vhodné k zajištění úlevy při závažných anorektálních potížích: liposolubilní extrakt ze sušice asijského (*Centella asiatica*), liposolubilní extrakt z měsíčku lékařského (*Calendula officinalis*), liposolubilní extrakt ze slézu lesního (*Malva sylvestris*) a vitamin E (tokoferylacetát). Tyto látky se dostávají přímo do postižené oblasti a působí zklidňujícím/lubrikačním a zvláčňujícím účinkem s cílem zmírnit podráždění, pálení a nepříjemné svědění konečníku.

Rektální použití
Nejnepříjemnější a nejrozšířenější jsou patologie, které postihují hemoroidální plexus. Příčin je více: zácpa, sedavý způsob života a nesprávná strava napomáhají vzniku nepříjemných žilních problémů anorektálního kanálu, které se projevují častými vysilujícími příznaky, jako jsou pálení, nepříjemné pocity a svědění. **Dr. Max Hemo Rectal Suppositories** je prostředek na bázi přírodních složek, který je určen na podporu obnovy fyziologického stavu u poruch způsobených hemoroidy, fisurami a proktitidou a poskytuje vynikající doplněk proktologické léčby.

Indikace:
Dr. Max Hemo Rectal Suppositories je indikován ke zlepšení nepříjemných pocitů vyplývajících z poruch hemoroidálního plexu, poskytuje účinnou podporu v proktologii jako doplněk léčby zaměřené na řešení hemoroidálních epizod, fisur a proktitidy. Jeho zvláčňující účinek se projevuje také nepříjemným zlepšením vyprazdňování, znesnadněným v důsledku zánětlivého procesu, který je charakteristickým znakem této poruchy. Nenahrazuje odborné vedení lékařskou léčbu, ale slouží jako účinná pomůcka.

Složení:
Semisyntetické glyceridy, liposolubilní extrakt z sušice asijského (*Centella asiatica*), liposolubilní extrakt z měsíčku lékařského (*Calendula officinalis*), liposolubilní extrakt ze slézu lesního (*Malva sylvestris*), stearyl glycyrrhinát, tokoferylacetát (vitamin E), terpinen-4-ol.

Způsob použití:
Otevřete obal zatažením za obě části. Vyjměte čípek a v případě potřeby jej navlhčete, aby se usnadnilo zavedení do anorektálního kanálu. Doporučuje se použít jeden čípek večer. Délka používání závisí na vývoji příznaků, a je-li to nutné, může být na doporučení lékaře používán dlouhodobě, v každém případě však méně než 30 po sobě jdoucích dnů.

Upozornění:
Uchovávejte přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte k jiným účelům, než je uvedeno. Nepoužívejte v případě známé precitlivlosti na kteroukoli složku přípravku. Dosud nebyly hlášeny žádné nežádoucí vedlejší účinky způsobené užíváním přípravku. Pokud se vyskytne jakákoliv zvláštní reakce, přestaňte přípravek používat a obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. V případě těhotenství a/nebo kojení se pro větší bezpečnost doporučuje dodržovat pokyny lékaře. Nepoužívejte prostředek po uplynutí data použitelnosti uvedeného na vnějším obalu a na vnitřním blistrovém obalu. Nepoužívejte, jestliže je balení poškozeno.

Skladovací podmínky:
Uchovávejte balení dobře uzavřené na suchém místě, mimo zdroje světla a tepla a skladujte při teplotě do 30 °C.

Po použití neodkládejte obal do okolního prostředí.
Nepoužitý produkt a z něj vzniklý odpad musí být zlikvidován v souladu s místními zákonnými požadavky.

Balení:
10 čípků po 2 g

Datum poslední revize textu: Listopad 2020

Hemo Rectal Suppositories



SK Rektálne čapíky
Zdravotnícka pomôcka
Návod na použitie

Dr. Max Hemo Rectal Suppositories je zdravotnícka pomôcka s upokojujúcim a zvláčňujúcim účinkom určená na ošetrovanie ochorení anorektálneho kanála. **Dr. Max Hemo Rectal Suppositories** obsahuje prírodné a funkčné zložky prospešné pri poskytovaní úľavy pri závažných anorektálnych ťažkostiach: liposolubilný extrakt z pupočníka ázijského (*Centella asiatica*), liposolubilný extrakt z nechtíka lekárskeho (*Calendula officinalis*), liposolubilný extrakt zo slézu (*Malva sylvestris*) a vitamín E (tokoferylacetát). Tieto látky sa dostávajú priamo do postihnutej oblasti a pôsobia upokojujúcim/lubrikačným a zvláčňujúcim účinkom s cieľom zmierniť podráždenie, pálenie a nepříjemné svrbenie konečníka.

Rektálne použitie
Najnepříjemnejšie a najrozšírenejšie sú patologické stavy, ktoré postihujú hemoroidálny plexus. Má mnohé príčiny: zácpa, sedavý spôsob života a nesprávná strava podporujú vznik nepříjemných žilových problémov anorektálneho kanála, ktoré sa prejavujú častými vysilujúcimi príznakmi, ako sú pálenie, nepříjemné pocity a svrbenie. **Dr. Max Hemo Rectal Suppositories** je pomôcka vytvorená na báze prírodných zložiek, ktorá je určená na podporu obnovy fyziologického stavu pri ochoreniach spôsobených hemoroidmi, fisurami a proktitidou a predstavuje vynikajúci podporný doplnok proktologickej liečby.

Indikácie:
Dr. Max Hemo Rectal Suppositories sú indikované na zlepšenie nepříjemných pocitov spôsobených ochoreniami hemoroidálneho plexu a poskytujú účinnú podporu v proktológii ako doplnok liečby zameranej na riešenie hemoroidálnych epizód, fisúr a proktitidy. Zvláčňujúci účinok tohto prípravku sa prejavuje aj nepriamym zlepšením vyprázdňovania sťaženého v dôsledku zápalového procesu, ktorý je charakteristickým znakom tohto ochorenia. Nenahrádza odborné vedenú liečbu, ale slúži len ako účinná pomôcka.

Zloženie:
Semisyntetické glyceridy, liposolubilný extrakt z pupočníka ázijského (*Centella asiatica*), liposolubilný extrakt z nechtíka lekárskeho (*Calendula officinalis*), liposolubilný extrakt zo slézu (*Malva sylvestris*), stearyl glycyrrhinát, tokoferylacetát (vitamin E), terpinén-4-ol.

Spôsob použitia:
Otvorte obal zatiahnutím za dve chlopne. Vyberte čapík a v prípade potreby ho navlhčite, aby sa uľahčilo jeho zavedenie do anorektálneho kanála. Odporúča sa použiť jeden čapík večer. Dĺžka používania závisí od vývoja príznakov a v prípade potreby sa môže na odporúčanie lekára používať dlhšiu dobu, v každom prípade však menej než 30 po sebe nasledujúcich dní.

Upozornenia:
Uchovávejte prípravok mimo dohľadu a dosahu detí. Nepoužívajte na iné účely, než sú uvedené. Nepoužívajte v prípade známej precitlivlosti na ktorúkoľvek zložku prípravku. Doteraz neboli hlásené žiadne nežiaduce vedľajšie účinky spôsobené používaním prípravku. Ak sa vyskytne akákoľvek zvláštna reakcia, prestaňte prípravok používať a obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. V prípade tehotenstva a/alebo dojčenia sa pre väčšiu bezpečnosť odporúča dodržiavať pokyny lekára. Nepoužívajte prípravok po uplynutí dátumu spotreby uvedeného na vonkajšom obale a na vnútornom blistrovom obale. Nepoužívajte, ak je obal poškodený.

Skladovacie podmienky:
Uchovávať balenie dobre uzavreté na suchom mieste, mimo zdroja svetla a tepla a skladujte pri teplotě do 30 °C.

Po použití obal nevyhadzujte do životného prostredia.
Nepoužitý výrobok a odpad z neho sa musia zlikvidovať v súlade s miestnymi právnymi predpismi.

Balenie:
10 čapíkov po 2 g

Dátum poslednej revízie všeobecného textu: November 2020



Hemo Rectal Suppositories



PL Czapki doodbytnicze
Wyrób medyczny
Instrukcja używania

Dr. Max Hemo Rectal Suppositories to wyrób medyczny stosowany w leczeniu zaburzeń dotyczących kanału odbytu, wykazujący działanie łagodzące i zmiękczające. **Dr. Max Hemo Rectal Suppositories** zawierają naturalne i funkcjonalne składniki pomocne w łagodzeniu najczęstszych problemów dotyczących odbytu: rozpuszczalny w tłuszczach ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej (*Centela asiatica*), rozpuszczalny w tłuszczach ekstrakt z nagietka lekarskiego (*Calendula officinalis*), rozpuszczalny w tłuszczach ekstrakt z malwy (*Malva sylvestris*) i witaminę E (octan tokoferylu). Substancje te są podawane bezpośrednio do dotkniętego obszaru i działają łagodząco/nawilżająco i zmiękczająco w celu złagodzenia podrażnień, pieczenia i dokuczliwego swędzenia odbytu.

Zastosowanie doodbytnicze

Najbardziej uciążliwe i powszechne patologie dotyczą splotu hemoroidalnego. Przyczyn powstania dolegliwości jest wiele: zaparcia, siedzący tryb życia i niewłaściwa dieta sprzyjają wystąpieniu uciążliwych problemów żylnych kanału odbytu, którym często towarzyszą objawy takie jak pieczenie, dyskomfort i swędzenie. Czapki doodbytnicze **Dr. Max Hemo Rectal Suppositories** to preparat wspomagający oparty na naturalnych składnikach, który wspomaga przywrócenie warunków fizjologicznych związanych z zaburzeniami wywołanymi przez hemoroidy, pęknięcia i zapalenie odbytnicy, stanowiąc doskonałe wsparcie dla leczenia proktologicznego.

Wskazania:

Czapki doodbytnicze **Dr. Max Hemo Rectal Suppositories** są wskazane w celu łagodzenia dyskomfortu wynikającego z zaburzeń splotu hemoroidalnego, zapewniając ważne wsparcie w proktologii jako preparat wspomagający leczenie epizodów hemoroidalnych, pęknięć i zapaleń odbytu. Działanie nawilżające preparatu wpływa również na poprawę wypróżnień, utrudnionych przez proces zapalny, który jest charakterystyczny dla tego zaburzenia. Preparat nie zastępuje leczenia farmakologicznego, ale istotnie go wspomaga.

Skład:

Półsyntetyczne glicerydy, rozpuszczalny w tłuszczach ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej (*Centela asiatica*), rozpuszczalny w tłuszczach ekstrakt z nagietka lekarskiego (*Calendula officinalis*), rozpuszczalny w tłuszczach ekstrakt z malwy (*Malva sylvestris*), glicyretynian stearylowy, octan tokoferylu (witamina E), terpinen-4-ol.

Sposób używania:

Otworzyć opakowanie pociągając za dwie końcówki. Wyjąć czopek i ewentualnie zwilżyć go, aby ułatwić wprowadzenie do kanału odbytu. Zaleca się stosowanie jednego czopka wieczorem. Czas trwania leczenia zależy od zmiany nasilenia objawów i jeśli jest to konieczne można je stosować przez dłuższy okres, zgodnie z zaleceniem lekarza, jednak nie dłużej niż przez 30 kolejnych dni.

Ostrzeżenia:

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie używać do celów innych niż wskazane. Nie stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu. Do tej pory nie są znane żadne działania niepożądane spowodowane stosowaniem produktu. Jeśli wystąpią takie działania, należy przerwać stosowanie produktu i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku ciąży i (lub) karmienia piersią, dla większego bezpieczeństwa, zaleca się przestrzeganie zaleceń lekarza. Nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym i blistrze. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Warunki przechowywania:

Dokładnie zamknięte opakowanie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł światła i ciepła, w temperaturze poniżej 30°C.

Nie wyrzucać pojemnika do środowiska.

Niewykorzystany produkt i powstałe po jego użyciu odpady należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Opakowanie:

10 czopków po 2 g

Data ostatniej aktualizacji tekstu: Listopad 2020



0425

 Dr.Max DBC, Florentinum (D), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1		COLORS		SPECIALS	
PRODUCT NAME:	Hemo Rectal Suppositories		Black		
BAR CODE:	8595566428020				
DIMENSION (rozměr):	150 x 297 mm				
DATE:	15. 07. 2025				
ARTWORK SUPPLIER: GRADESI s.r.o., Michaela Karlova, karlova@gradesi.cz					