

Wart Pen

CZ Pero pro léčbu bradavic a veruk
zdravotnický prostředek
Návod k použití

Co naleznete v tomto návodu k použití

1. Určený účel

2. Jak účinkuje pero Dr. Max Wart Pen

3. Upozornění a preventivní opatření

4. Způsob použití
5. Možné nežádoucí účinky

6. Skladovací podmínky

7. Další informace o peru Dr. Max Wart Pen

1. Určený účel

Dr. Max Wart Pen je zdravotnický prostředek určený k léčbě bradavic a veruk na ruku, chodidlech, těle, pažích a nohou. Je vhodný pro **dospělé i děti od 4 let věku**.



Bradavice a veruky jsou drobné výrůstky na kůži způsobené lidským papilomavirem (HPV). Bradavice se často vyskytují na prstech nebo na hřbetu rukou. Běžné bradavice lze poznat podle hrubého povrchu vzhledem připomínající květek. Veruky se vyskytují pouze na chodidlech. Mohou být bolestivé a často vypadají jako malý bílý prsteneček kůže s černými tečkami uprostřed. Virus je silně nakažlivý. To znamená, že bradavice a veruky mohou růst a dále se šířit, zejména pokud se zanedbává jejich léčba. Virus se může také přenést na jiné části těla nebo z jedné osoby na druhou.

2. Jak účinkuje pero Dr. Max Wart Pen

Pero **Dr. Max Wart Pen** je speciálně navrženo pro lokální aplikaci přímo na bradavice a veruky. Po aplikaci dochází k lokálnímu rozptýlení nanesené tekutiny na bradavici nebo veruku. Pero obsahuje kyselinu mravenčí, která vysušuje infikovanou kůži, a tím léčí bradavici či veruku.

3. Upozornění a preventivní opatření

Nepoužívejte Dr. Max Wart Pen, pokud je vám známo, že jste **alergičtí** (nebo přecitlivělí) na některou ze složek uvedených v oddíle 7 nebo na **všech/mravenčí bodnutí**. Nepoužívejte u dětí mladších 4 let.

Je třeba dbát zvýšené opatrnosti, pokud máte diabetes nebo trpíte špatným prokrvením (onemocněním periferních cév) v oblasti rukou či chodidel.

Nepoužívejte ošetřující pero v blízkosti obličeje, krku, podpaží, prsou, řitního otvoru nebo genitálií (pohlavních orgánů). Nepoužívejte na „bradavice“, z nichž vyrůstají chloupky, na bradavice v oblasti, mateřská znaménka, pigmentové névy, pigmentovanou kůži či jiné podobné léze. Pokud si nejste jisti, zda máte bradavici nebo veruku vhodnou k léčbě perem **Dr. Max Wart Pen**, zeptejte se před zahájením léčby lékaře, lékárníka či zdravotní sestry.

Neaplikujte pero **Dr. Max Wart Pen** na bolestivé nebo krvácející bradavice ani na podrážděnou, zanícenou, puchýřnatou nebo poškozenou pokožku. Počkejte, až se kůže zahojí.

Nepoužívejte v kombinaci s jinými léky a postupy pro odstranění bradavic. Nevystavujte ošetřené místo slunečnímu záření, protože může dojít ke změně barvy (ztmavnutí nebo zesvětlení) kůže v místě ošetření.

Nezakrývejte ošetřenou oblast náplastí. Použití náplasti po ošetření může způsobit poškození kůže. Při používání tohoto produktu dbejte zvýšené opatrnosti, protože obsahuje živinu se silným zápachem. **Nevdechujte. Ošetření proveďte na dobře větraném místě. S perem netřepajte.**

Naneste prostředek **opatrně pouze** na bradavici nebo veruku. Stačí nanést jen malé množství přípravku. Dbejte na to, abyste výrobek neaplikovali na okolní zdravou pokožku, zejména na jemnou pokožku malých dětí, protože při nesprávné nebo nadměrné aplikaci **může ošetření způsobit vznik puchýřů, zánět, poškození tkáně, jizvy, popáleniny či jiné rány**. Při použití u dětí musí výrobek z bezpečnostních důvodů vždy aplikovat dospělá osoba. Na těžko dostupná místa by měla výrobek vždy aplikovat jiná dospělá osoba.

Nejsou známa žádná specifická rizika pro těhotné a kojící ženy, nicméně před použitím se doporučuje konzultace s lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

POKUD SE VÝROBEK NEDOPATŘENÍM DOSTANE DO OČÍ NEBO NA SLIZNICE, OKAMŽITĚ VYPLÁCHNĚTE VELKÝM MNOŽSTVÍM VODY PO DOBU 15 MINUT A VYHLEDEJTE LÉKÁRSKOU POMOC. Případnou závažnou nežádoucí příhodu nahláste výroci a příslušnému úřadu.

4. Způsob použití

Prostředek používejte pouze podle návodu k použití. Při použití pera **Dr. Max Wart Pen** se nanáší pouze malé množství bezbarvého roztoku. **Perem netřepajte**, mohlo by dojít k jeho poškození a úniku tekutiny. Před prvním použitím nebo v případě pochybností, zda je hrot pera suchý, přitlačte hrot ke kousku svého papíru a zkontrolujte průtok tekutiny.

Zpočátku je třeba aplikovat prostředek po velmi krátkou kontaktní dobu. Přesný požadovaný počet sekund závisí na věku, velikosti a umístění léčené bradavice nebo veruky. **V případě pochybností je lepší aplikovat menší množství přípravku.** Chcete-li používat pero **Dr. Max Wart Pen**, postupujte podle níže uvedených kroků a pero používejte každý druhý den (1., 3. a 5. den) a poté dodržte 2 dny pauzu. Používejte pouze na bradavice a veruky, a to výhradě v místech, na kterých je použití pera doporučeno. Pokračujte v používání léčebného pera tímto způsobem, dokud bradavice nebo veruka nezmizí nebo maximálně po dobu 6 týdnů.

Nepřekračujte frekvenci nebo počet doporučených aplikací ani maximální dobu kontaktu.

A. Před ošetřením se doporučuje postižené místo ponořit alespoň na 5 minut do vlažné vody, aby pokožka v místě ošetření změkla. B. Pokud je bradavice nebo veruka pokryta tvrdou kůží, opatrně seťte tvrdou kůži z povrchu bradavice nebo veruky, přitom dávajte pozor, aby nedošlo k porušení kůže. Zároveň dávajte pozor, aby nedošlo k poškození samotné bradavice či veruky.

C. Sejměte uzávěr pera. D. Opatrně potřete bradavici špičkou pero po doporučenou kontaktní dobu (podle pokynů níže). Roztok okamžitě pronikne do vnější vrstvy bradavice nebo veruky. Dbejte na to, aby byla ošetřena celá bradavice nebo veruka, přitom ale dávajte pozor, aby nedošlo k nanesení přípravku na okolní zdravou kůži nebo k jejímu potřísnění.

E. Po použití pero důkladně uzavřete. F. Aplikujte každý druhý den (1., 3. a 5. den) a poté zafixujte dvoudenní přestávku, opakujte tento cyklus, dokud bradavice nebo veruka nezmizí nebo maximálně po dobu 6 týdnů.

G. Po dotyku s bradavicemi nebo verukami si umyjte ruce. Při prvním použití postupujte opatrně, protože je zapotřebí pouze malé množství výrobku. Začněte ošetřením jedné bradavice nebo veruky po dobu 1 sekundy, tím ověřte, jak vaše kůže reaguje. Pokud kůže není dotčena a ošetření je dobře snášeno, prodlužujte postupně dobu kontaktu s přípravkem podle níže uvedeného postupu:

U mladších dětí (ve věku 4 až 11 let), u osob s jemnou pokožkou a u malých bradavic nebo veruk začněte opatrně a konzervativně a postupně prodlužujte kontaktní dobu s výrobkem na **maximálně 10 sekund**.

U větších nebo houzevnatých bradavic na chodidlech začněte opatrně a konzervativně a postupně prodlužujte kontaktní dobu s přípravkem na **maximálně 20 sekund**.

V případě nepohodlí nebo bolesti přerušete aplikaci. Pokud ošetřené místo pálí, štípe nebo pokud se roztok nanese na zdravou pokožku, opláchněte studenou vodou.

5. Možné nežádoucí účinky

Je důležité používat výrobek podle návodu k použití. Nepoužívejte nadměrně, protože může dojít k poškození pokožky. Mírné brnění nebo pálení lze v některých případech pociťovat 10 až 15 minut po ošetření.

V případě použití na zdravou pokožku se mohou objevit přechodné nežádoucí účinky, jako je např. štipání, podráždění, zarudnutí,

bolestivost nebo krvácení. Přerušete léčbu, dokud se pokožka zcela nezotaví, a udržujte oblast čistou, abyste předešli možné infekci. Pokud bude ošetřená pokožka vystavena slunci, může dojít k přechodné změně pigmentace. Tento produkt silně zapáchá. Může způsobit podráždění dýchacího systému, krku a/nebo očí. Nechejte přímo k obsahu pera, mohlo by dojít k rozvoji nežádoucích účinků, jako jsou rýma, slzení, nebo dýchací potíže. Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře.

6. Skladovací podmínky

Uchovávejte výrobek při teplotě od 2 °C do 25 °C, mimo přímé sluneční záření, uzavřený v tomto obalu. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Po použití pero vždy důkladně uzavřete. Přípravek zlikvidujte bezpečným způsobem v souladu s místními předpisy.

7. Další informace o peru Dr. Max Wart Pen

Složení: Kyselina mravenčí (85 %), dimethylsuloxid, voda.
Obsah balení: Ošetřující pero obsahující 3 ml tekutiny (vystačí na minimálně 220 aplikací), tento návod k použití, který si musíte pečlivě přečíst před použitím.
Sarže a datum použitelnosti viz spodní část krabičky nebo základna pera.
Datum poslední revize: 10-2023



Jeden pacient/Vícenásobné použití



Jen pro vnější použití.



Dr. Max Wart Pen obsahuje žíravou látku.



Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.



Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Ponechte si tento návod k použití, pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu. Pokud potřebujete další informace nebo radu, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Wart Pen

SK Pero na liečbu bradavíc a verúk
zdravotnícka pomôcka
Návod na použitie

Čo nájdete v tomto návode k použití

1. Účel určenia

2. Ako účinkuje pero Dr. Max Wart Pen

3. Upozornenia a preventívne opatrenia

4. Spôsob použitia
5. Možné nežiaduce účinky

6. Skladovacie podmienky

7. Ďalšie informácie o pere Dr. Max Wart Pen

1. Účel určenia

Dr. Max Wart Pen je zdravotnícka pomôcka určená na liečbu bradavíc a verúk na rukách, chodidlách, tele, pažích a nohách. Je vhodná na použitie u **dospelých a detí starších ako 4 roky**.



Bradavice a veruky sú malé výrastky na koži spôsobené ľudským papilomavírusom (HPV). Bradavice sa často vyskytujú na prstoch alebo chrbte rúk. Běžné bradavice sa dajú rozpoznať podľa hrubého povrchu, ktorý vzhľadom pripomína karfiol. Veruky sa vyskytujú len na chodidle nohy. Mōžu byť bolestivé a často vyzerajú ako malý biely prsteneček kože s čiernymi bodkami uprostred. Virus je veľmi nakažlivý. To znamená, že bradavice a veruky môžu rásť a ďalej sa šíriť, najmä ak sa zanedbáva ich liečba. Virus sa môže preniesť aj na iné časti tela alebo z jednej osoby na druhú.

2. Ako účinkuje pero Dr. Max Wart Pen

Pero **Dr. Max Wart Pen** je navrhnuté špeciálne na lokálnu aplikáciu priamo na bradavice a veruky. Po aplikácii sa nanesený roztok rozptýli po bradavici alebo veruke. Pero obsahuje kyselinu mravčiu, ktorá vysušuje infikovanú kožu, a tým bradavicu alebo veruku lieči.

3. Upozornenia a preventívne opatrenia

Nepoužíajte pero **Dr. Max Wart Pen**, ak máte **alergiu** (alebo precitlivenosť) na ktorúkoľvek zložku uvedenú v bode 7 alebo na **všech/mravie bodnutie**. Nepoužíajte u detí mladších ako 4 roky.

Špeciálna opatnosť je potrebná, ak máte diabetes alebo ak máte zlý krvný obeh (ochorenie periférnych ciev) v oblasti rúk alebo chodidiel.

Nepoužíajte ošetrujúce pero v blízkosti tváre, krku, podpažia, porsia, ritného otvoru ani genitálií (pohlavných orgánov). Nepoužíajte na „bradavice“, z ktorých vyrastajú chlpy, na bradavice na tvári, materské znamienka, pigmentové névy, pigmentovanú kožu ani iné podobné lézie. Ak s istotou neviete, či máte bradavicu alebo veruku vhodnú na liečbu perom **Dr. Max Wart Pen**, opýtajte sa pred začatím liečby lekára, lékárnika či zdravotnej sestry.

Neaplikujte pero **Dr. Max Wart Pen** na bolestivé alebo krvácejúce bradavice ani na podráždenú, zapálenú, pluzgiernatú a poškodenú kožu. Počkajte dovtedy, kým sa koža nezahojí.

Nepoužíajte v kombinácii s inými liekmi a postupmi na odstránenie bradavic. Nevystavujte ošetrené miesto slnečnému žiareniu, pretože to môže viesť k zmene farby (stmavnutiu alebo zosvetleniu) kože na mieste ošetrenia.

Nezakrývajte ošetrenú oblasť náplastou. Použitie náplasti po ošetrení môže poškodiť kožu. Pri používaní tejto zdravotníckej pomôcky postupujte **so zvýšenou opatnosťou**, pretože obsahuje žieravinu so silným zápachom. **Nevdychujte. Ošetrovanie vykonávajte na dobre vetranom mieste. Perom netrasťe.**

Naneste prípravok **opatrně** len na bradavici alebo veruku. Stačí naniesť len malé množstvo prípravku. Dbaťe na to, aby ste výrobok neaplikovali na okolitú zdravú pokožku, najmä nie na jemnú pokožku malých detí, pretože pri nesprávnej alebo nadmernej aplikácii **môže ošetrovanie spôsobiť vznik pluzgirov, zápal, poškodenie tkaniva, jazyvy, popáleniny či iné rány**.

Pri použití u detí musí výrobok z bezpečnostných dôvodov vždy aplikovať dospelá osoba. Na ťažko dostupné miesta by mala výrobok vždy aplikovať iná dospelá osoba.

Nie sú známe žiadne špecifické riziká pre tehotné a dojčiacie ženy, pred použitím sa však odporúča konzultácia s lekárom, lékárnikom alebo so zdravotnou sestrou.

AK SA VÝROBEK NEDOPATŘENÍM DOSTANE DO OČÍ ALEBO NA SLIZNICE, OKAMŽITĚ ICH 15 MINÚT VYPLACHUJTE VELKÝM MNOŽSTVÍM VODY A VYHLAĎAJTE LÉKÁRSKOU POMOC. Případnú závažnú nehodu nahláste výrobcovi a príslušnému úřadu.

4. Spôsob použitia

Pomôcku používajte len v súlade s návodom na použitie. Pri použití pera **Dr. Max Wart Pen** sa nanáša len malé množstvo bezfarebného roztoku. **Perom netrasťe**, mohlo by to viesť k jeho poškodeniu a strate tenosti. Pred prvým použitím alebo v prípade pochybností, či je hrot pera suchý, prítlačte hrot ku kúsku pľavého papiera a skontrolujte prítok tekutiny.

Spôčiatku treba pomôckou aplikovať len po veľmi krátky kontaktný čas. Presný požadovaný počet sekúnd závisí od veku, a umiestnenia liečenej bradavice alebo veruky. **V prípade pochybností je lepšie aplikovať menšie množstvo prípravku.** Ak chcete používať pero **Dr. Max Wart Pen**, postupujte podľa krokov uvedených nižšie a pero používajte každý druhý deň (1., 3. a 5. deň) a potom dodržte 2 dni prestávku. Používajte len na bradavice a veruky, a to výhradne na miestach, na ktorých sa použitie pera odporúča. Pokračujte v používaní liečebného pera týmto spôsobom, kým bradavica alebo veruka nezmizne, maximálne však 6 týždňov. **Neprekračujte frekvenciu alebo počet odporúčaných aplikácií ani maximálny kontaktný čas.**

A. Pred ošetrením sa odporúča postihnúť miesto namočiť aspoň na 5 minút do vlažnej vody, aby pokožka na mieste ošetroňa zmäkla.

B. Ak je bradavica alebo veruka pokrytá tvrdou kožou, opatrne zotrite tvrdú kožu z povrchu bradavice alebo veruky, dávajte pritom pozor, aby ste neporušili kožu. Zároveň dbajte na to, aby ste nepoškodili samotnú bradavicu či veruku.

C. Odoberte uzáver pera.

D. Opatrne potierajte bradavicu špičkou pera po odporúčaný kontaktný čas (podľa pokynov nižšie). Roztok okamžite prenikne do vonkajšej vrstvy bradavice alebo veruky. Dbajte na to, aby ste ošetrili celú bradavicu alebo veruku, súčasne však zabránite naneseniu prípravku na okolitú zdravú kožu a jej postihnutiu.

E. Po použití pero dôkladne uvoľte.

F. Aplikujte každý druhý deň (1., 3. a 5.) a potom zaraďte dvojdňovú prestávku. Tento cyklus opakujte dovtedy, kým bradavica alebo veruka nezmizne, alebo maximálne 6 týždňov.

G. Po dotyku s bradavicami alebo verukami si umyte ruky.

Pri prvom použití postupujte opatrne, pretože je potrebné len malé množstvo prípravku. Začnite ošetrením jednej bradavice alebo veruky v trvaní 1 sekundy, čím si overíte, ako vaša koža reaguje. Ak je koža nedotknutá a ošetroenie dobre znášané, predĺžte postupne čas kontaktu s prípravkom podľa postupu uvedeného nižšie:

U mladších detí (vo veku 4 až 11 rokov), osôb s jemnou pokožkou a v prípade malých bradavíc alebo verúk začnite opatrne a konzervatívne a postupne predĺžte kontaktný čas s výrobkom **maximálne** na 10 sekúnd.

Pri väčších alebo odolných bradavicách na chodidlách začnite opatrne a konzervatívne a postupne predĺžte kontaktný čas s prípravkom **maximálne** na 20 sekúnd.

V prípade nepohodlia alebo bolesti aplikáciu prerušte. Ak ošetrované miesto páli, štípe alebo ak sa roztok nanesie na zdravú pokožku, opláchnite studenou vodou.

5. Možné nežiaduce účinky

Je dôležité používať výrobok podľa návodu na použitie. Nepoužívajte nadmerne, pretože tým môžete poškodiť kožu. Mierne brnenie alebo pálenie môže byť v niektorých prípadoch citeľné 10 až 15 minút po ošetrení. Pri použití na zdravú kožu sa môžu objaviť prechodné vedľajšie účinky, ako je napr. štipanie, podráždenie, začervenanie, bolestivosť alebo krvácanie. Zastavte liečbu, kým sa pokožka úplne nezahojí, a udržiavajte oblasť čistú, aby ste zabránili novej infekcii. Vystavenie ošetrojenej pokožky slnku môže viesť k prechodnej zmene pigmentácie. Tento produkt má silný zápach. Môže spôsobiť podráždenie dýchacieho systému, krku a/alebo očí. Neprivoniaťvajte priamo k obsahu pera, mohlo by to viesť k rozvoju nežiaducich účinkov, ako sú náchda, sčizenie alebo dýchacie ťažkosti. Ak sa u vás vyskytnú tietokoľvek z nežiaducich účinkov, informujte o tom svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

6. Skladovacie podmienky

Uchovávať výrobok pri teplote od 2 °C do 25 °C, mimo priameho slnečného žiarenia, uzavretý v tomto obale. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí. Po použití pero vždy dôkladne uzavrite. Prípravok zlikvidujte bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

7. Ďalšie informácie o pere Dr. Max Wart Pen

Zloženie: Kyselina mravčia (85 %), dimetyl izosorbíd, voda.
Obsah balenia: Ošetrovacie pero obsahujúce 3 ml roztoku (vystačí minimálne na 220 aplikácií), tento návod na použitie, ktorý si musíte dôkladne prečítať pred použitím.
Sarža a dátum použiteľnosti: pozri spodnú časť škatuľky alebo základňu pera.
Dátum poslednej revízie: 10-2023

 Jeden pacient/Viacnásobné použitie

 Len na vonkajšie použitie.

 **Dr. Max Wart Pen** obsahuje zieravú látku.

 Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

 Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie. Ponechajte si tento návod na použitie, pre prípad, že si ho budete potrebovať prečítať znova. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

Wart Pen

IT Penna per il trattamento di porri e verruche
dispositivo medico
Istruzioni per l'uso

In queste istruzioni per l'uso

- Destinazione d'uso
- Come funziona **Dr. Max Wart Pen**
- Avvertenze e precauzioni
- Modalità di utilizzo
- Possibili effetti collaterali
- Condizioni di conservazione
- Ulteriori informazioni sulla penna **Dr. Max Wart Pen**

1. Destinazione d'uso

Dr. Max Wart Pen è un dispositivo medico progettato per il trattamento di porri e verruche su mani, piedi, corpo, braccia e gambe. È adatta all'uso da parte di adulti e bambini dai 4 anni in su.



I porri e le verruche sono piccole escrescenze eccessive della pelle causate dal virus del papilloma umano (HPV). I porri si presentano spesso sulla dita o sul dorso delle mani. La verruca comune si riconosce per l'aspetto ruvido „a cavolfiore“ della superficie. Le verruche si manifestano solo sulla pianta del piede. Possono essere dolorose e spesso si presentano come un piccolo anello bianco di pelle con punti neri al centro. Il virus è molto contagioso. Ciò significa che le verruche comuni e quelle plantari possono crescere e diffondersi, soprattutto se non trattate. Il virus può anche essere trasferito ad altre parti del corpo o da una persona all'altra.

2. Come funziona la penna Dr. Max Wart Pen

Dr. Max Wart Pen è stata appositamente studiata per la somministrazione topica direttamente sui porri e sulle verruche. Dopo l'applicazione, il liquido viene disperso localmente sul porro o sulla verruca. La penna contiene acido formico, che secca la pelle infetta trattando così il porro o la verruca.

3. Avvertenze e precauzioni

Non utilizzare Dr. Max Wart Pen se si è notoriamente allergici (ipersensibili) a uno qualsiasi degli ingredienti elencati nella sezione 7 o alle punture di api/formiche.

Non utilizzare su bambini di età inferiore ai 4 anni.

Occorre prestare particolare attenzione se si soffre di diabete o di cattiva circolazione del sangue (malattia vascolare periferica) alle mani o ai piedi.

Non utilizzare la penna per il trattamento in prossimità di viso, collo, ascelle, seno, sedere o genitali.

Non utilizzare su verruche pelose, verruche facciali, voglie, nei, pelle pigmentata o altre macchie. Se non si è sicuri di avere un porro o una verruca adatta al trattamento con **Dr. Max Wart Pen**, consultare un medico, un farmacista o un'infermiera prima di iniziare il trattamento.

Non applicare **Dr. Max Wart Pen** su verruche sanguinanti, irritate, infiammate, con vesciche o pelle danneggiata. Attendere che la pelle si sia ristabilita.

Non utilizzare in combinazione con altre terapie per la rimozione delle verruche.

Cercare di evitare l'esposizione non necessaria alla luce solare, poiché potrebbe causare una temporanea decolorazione (scurimento o schiarimento) della pelle trattata.

Non coprire l'area trattata con un cerotto. L'uso di un cerotto dopo il trattamento può causare danni alla pelle.

Prestare particolare attenzione quando si utilizza questo prodotto, perché contiene un agente corrosivo dall'odore forte.

Non inalare. Applicare il trattamento in locali ben ventilati. Non agitare la penna.

Applicare il trattamento con cautela solo sulla verruca o sul porro. È sufficiente applicare una piccola quantità di trattamento. Fare attenzione a non applicare il trattamento sulla pelle sana circostante, soprattutto su quella delicata dei bambini piccoli perché, se applicato in modo scorretto o eccessivo può provocare vesciche, infiammazioni, danni ai tessuti, cicatrici, ustioni o altre ferite.

Se utilizzato sui bambini, deve essere sempre applicato da un adulto per motivi di sicurezza. Per i punti difficili da raggiungere, la soluzione deve sempre essere applicata da un altro adulto.

Non sono noti rischi specifici per le donne in gravidanza o allattamento, tuttavia si consiglia di consultare un medico, un farmacista o un'infermiera prima dell'uso.

SE IL PRODOTTO VIENE ACCIDENTALMENTE A CONTATTO CON GLI OCCHI O CON LE MUCOSE, SCIACQUARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA PER 15 MINUTI E CONSULTARE UN MEDICO.

In caso di incidenti gravi, questi devono essere segnalati al Fabbricante o al Rappresentante Europeo e all'Autorità Competente.

4. Modalità di utilizzo

Utilizzare il prodotto esattamente come indicato. **Dr. Max Wart Pen** eroga una piccola quantità di soluzione incolore. **Non scuotere** la penna per non danneggiarla e causare perdite. Prima di utilizzarla per la prima volta, o se si sospetta che la punta della penna sia asciutta, premere la punta contro un pezzo di carta assorbente per verificare che il liquido fluisca.

È importante applicare il trattamento inizialmente per tempi di contatto molto brevi. Il numero esatto di secondi necessari dipende dalle dimensioni, dall'età e dalla posizione della verruca o del porro da trattare. **In caso di dubbio, è preferibile applicare una quantità scarsa di trattamento.**

Per utilizzare **Dr. Max Wart Pen**, seguire i passaggi indicati di seguito a giorni alterni (il primo, terzo e quinto giorno) seguiti da 2 giorni di riposo. Utilizzare solo su verruche e porri e nei punti per i quali è consigliato. Continuare a utilizzare la penna per il trattamento in questo modo fino alla scomparsa della verruca o porro per un massimo di 6 settimane. **Non superare la frequenza o il numero di applicazioni consigliate o il tempo massimo di contatto.**

A. Si consiglia di immergere la zona interessata in acqua tiepida per almeno 5 minuti prima del trattamento per ammorbidire la pelle. B. Se il porro o la verruca è coperta da pelle dura, strofinare delicatamente per rimuoverla dalla superficie della verruca o del porro, facendo attenzione a non danneggiare la pelle. Prestare attenzione a non limare la verruca o il porro.

C. Rimuovere il cappuccio della penna.

D. Toccare delicatamente la verruca con la punta della penna per il trattamento per il tempo di contatto adeguato (secondo la guida riportata di seguito). La soluzione penetrerà immediatamente nello strato esterno della verruca o del porro. Assicurarsi di trattare l'intera verruca facendo attenzione a non toccare o versare il prodotto sulla pelle sana circostante.

E. Richiudere saldamente la penna dopo l'applicazione.

F. Applicare il trattamento a giorni alterni (il primo, terzo e quinto giorno) seguiti da 2 giorni di riposo, ripetere l'operazione fino alla scomparsa della verruca o del porro o per un periodo massimo di 6 settimane.

G. Lavarsi le mani dopo aver toccato le verruche o i porri.

Al primo utilizzo si consiglia di essere cauti, poiché è necessaria solo una piccola quantità di trattamento. Iniziare trattando per 1 secondo una singola verruca o porro per vedere come reagisce la pelle. Se la pelle non reagisce e il trattamento è ben tollerato, aumentare gradualmente il tempo di contatto del trattamento utilizzando come guida le informazioni riportate di seguito.

Per i bambini più piccoli (dai 4 agli 11 anni), per quelli con pelle delicata, per piccole verruche o porri, iniziare con cautela e in modo conservativo e aumentare gradualmente il tempo di contatto del trattamento fino a un massimo di 10 secondi.

Per le verruche o porri più grandi o per quelle più ostinate sulla pianta dei piedi, iniziare con cautela e in modo conservativo, aumentando gradualmente il tempo di contatto del trattamento fino ad un massimo di 20 secondi.

In caso di fastidio o dolore, interrompere l'applicazione. Se brucia, pizzica o se la soluzione viene applicata sulla pelle sana, risciacquare con acqua fredda.

5. Possibili effetti collaterali

È importante utilizzare il prodotto secondo le istruzioni per l'uso. Non utilizzare eccessivamente perché può causare danni alla pelle. In alcuni casi, dopo il trattamento si può avvertire una lieve sensazione di formicolio o bruciore per 10-15 minuti.

Se usato sulla pelle sana, possono verificarsi effetti collaterali transitori, come bruciore, irritazione, arrossamento, dolore o sanguinamento. Interrompere il trattamento finché la pelle non si è completamente ristabilita e mantenere la zona pulita per evitare possibili infezioni.

Può verificarsi un'alterazione transitoria della pigmentazione della pelle trattata esposta al sole. Questo prodotto ha un odore forte. Può causare irritazione alle vie respiratorie, alla gola e/o agli occhi. Non annusare il contenuto della penna direttamente, in quanto ciò potrebbe causare effetti collaterali come naso che cola, occhi che lacrimano o difficoltà respiratorie.

Se si manifestano effetti collaterali, parlarne con un medico, un farmacista o un'infermiera.

6. Condizioni di conservazione

Conservare il prodotto a una temperatura compresa tra 2 °C e 25 °C, al riparo dalla luce diretta del sole e riposto in questa confezione. Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Richiudere sempre saldamente la penna dopo l'uso. Smaltire il prodotto in modo sicuro conformemente alla legislazione locale.

7. Ulteriori informazioni su Dr. Max Wart Pen

Composizione: Acido formico (85%), dimetil isosorbide, acqua.

La confezione contiene: Una penna per il trattamento contenente 3 ml di liquido (sufficiente per un minimo di 220 applicazioni), le presenti istruzioni per l'uso, da leggere attentamente prima dell'uso.

Per il LOTTO e la data di scadenza vedere il fondo della confezione o la base della penna.

Data ultima revisione: 10-2023

 Singolo paziente/Usa multiplo

 Uso esterno.

 **Dr. Max Wart Pen** contiene una sostanza corrosiva.

 Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

 Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare queste istruzioni per l'uso. Potrebbe essere necessario rileggerle. Chiedere al medico, farmacista o infermiera se si ha bisogno di ulteriori informazioni o consigli.

Dr. Max Pharma s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika		COLORS		SPECIALS		REMARKS
			CYAN		PANTONE Cool Gray 10 C	
FAMILY	MEDICAL devices		MAGENTA			
NAME	Wart Pen		YELLOW			
BAR CODE	8595566422578		BLACK			
DIMENSION	226,3 × 216,3 mm					
VERSION						
WEIGHT OF LEAFLET						
DATE	14. 05. 2024					
ARTWORK SUPPLIER	GRADESI s.r.o., Michaela Karlova, karlova@gradesi.cz					